

**Bolsas con cierre, LDPE****Previenen el ingreso de contaminantes**

- No es necesario preocuparse por el polvo o humedad que pudiera llegar a las muestras secas
- Sellado con cierre zip único que no se debe utilizar con líquidos
- Identifique las muestra fácilmente al usar etiquetas con área de etiquetado
- Cumple con las normas de la FDA



Tamaño (An x L)		Espesor (mil)	Número de catálogo	Cant/ pqte	Precio/ pqte
pulg.	cm				
<b>Bolsas con cierre zip sin área de etiquetado</b>					
2 x 3	5.1 x 7.6	2	<a href="#">YV-60101-00</a>	1000	
3 x 5	7.6 x 12.7		<a href="#">YV-60101-10</a>		
4 x 4	10.2 x 10.2		<a href="#">YV-60101-20</a>		
4 x 6	10.2 x 15.2	2	<a href="#">YV-60101-30</a>	1000	
5 x 8	12.7 x 20.3		<a href="#">YV-60101-40</a>		
6 x 6	15.2 x 15.2		<a href="#">YV-60101-50</a>		
6 x 9	15.2 x 22.9		<a href="#">YV-60101-60</a>		
8 x 10	20.3 x 25.4	2	<a href="#">YV-60101-70</a>	1000	
9 x 12	22.9 x 30.5	3	<a href="#">YV-60101-80</a>		
12 x 15	30.5 x 38.1	2	<a href="#">YV-60101-90</a>		
<b>Bolsas con cierre y área de etiquetado</b>					
2 x 3	5.1 x 7.6	2	<a href="#">YV-60102-00</a>	1000	
3 x 5	7.6 x 12.7		<a href="#">YV-60102-10</a>		
4 x 6	10.2 x 15.2		<a href="#">YV-60102-30</a>		
5 x 8	12.7 x 20.3	2	<a href="#">YV-60102-40</a>	1000	
6 x 9	15.2 x 22.9		<a href="#">YV-60102-60</a>		
<b>Paquete surtido de bolsas con cierre sin área de etiquetado; 100 bolsas de 60101-10, -40, -50, -60 y -80</b>					
—	—	—	<a href="#">YV-06503-90</a>	500	

**Bolsa de alto rendimiento, PE****No más bolsas débiles**


- Cumple con las ordenanzas para el desecho de animales muertos
- Ideal para laboratorios de investigación animal y sociedades humanitarias



Tamaño (An x L)		Espesor (mil)	Número de catálogo	Cant/ pqte	Precio/ pqte
pulg.	cm				
36 x 50	91.4 x 127	4	<a href="#">YV-06504-10</a>	25	

**Bolsas autoclavables, PP****NUEVO****Sin preocupación por los contaminantes**

- A la altura de sus necesidades: diseño resistente de polipropileno con 1.5 mil
- Autoclavable a 250 °F (121 °C)



Tamaño (An x L)		Espesor (mil)	Número de catálogo	Cant/ pqte	Precio/ pqte
pulg.	cm				
4 x 6	10.2 x 15.2	1.5	<a href="#">YV-06505-01</a>	100	
4 x 10	10.2 x 25.4	1.5	<a href="#">YV-06505-03</a>	100	
6 x 10	15.2 x 25.4	1.5	<a href="#">YV-06505-05</a>	100	
6 x 12	15.2 x 30.5	1.5	<a href="#">YV-06505-07</a>	100	
10 x 16	25.4 x 40.6	1.5	<a href="#">YV-06505-09</a>	100	
12 x 18	30.5 x 45.7	1.5	<a href="#">YV-06505-11</a>	100	
12 x 24	30.5 x 70	1.5	<a href="#">YV-06505-13</a>	100	
16 x 18	40.6 x 45.7	1.5	<a href="#">YV-06505-15</a>	100	
18 x 23	45.7 x 58.2	1.5	<a href="#">YV-06505-17</a>	100	
22 x 30	55.9 x 76.2	1.5	<a href="#">YV-06505-19</a>	100	

[YV-06831-15](#) Amarres dobles de plástico, 4" L (10.2 cm). Paquete de 1000**Bolsas, LDPE****A la altura de sus necesidades con un sellado fuerte en la base**

- Cierre con un sellador con calor o amarres de bolsa



Sellador con calor portátil 03014-00

Tamaño (An x L)		Espesor (mil)	Número de catálogo	Cant/ pqte	Precio/ pqte
pulg.	cm				
3 x 5	7.6 x 12.7	2	<a href="#">YV-06505-02</a>	1000	
3 x 8	7.6 x 20.3		<a href="#">YV-06505-04</a>		
4 x 5	10.2 x 12.7		<a href="#">YV-06505-06</a>		
5 x 7	12.7 x 17.8		<a href="#">YV-06505-08</a>		
6 x 9	15.2 x 22.9		<a href="#">YV-06505-10</a>		
6 x 18	15.2 x 45.7	3	<a href="#">YV-06505-12</a>	500	
8 x 10	20.3 x 25.4		<a href="#">YV-06505-14</a>		
10 x 12	25.4 x 30.5		<a href="#">YV-06505-16</a>		
12 x 18	30.5 x 45.7	2	<a href="#">YV-06505-18</a>	500	
18 x 24	45.7 x 61		<a href="#">YV-06505-20</a>		
18 x 30	45.7 x 76.2		<a href="#">YV-06505-22</a>		

[YV-03014-00](#) Termosellador portátil; 110 VCA, 60 Hz[YV-03014-02](#) Termosellador portátil; 240 VCA, 50/60 Hz[YV-06831-15](#) Amarres dobles de plástico, 4" L (10.2 cm). Paquete de 1000**Bolsas en color ámbar, PE****No permita que la luz llegue a las muestras**

- Proteja las muestras fotosensibles durante el almacenamiento y traslado
- Elija tipos resellables con cierre en la parte superior o con extremo abierto



Tamaño (An x L)		Espesor (mil)	Número de catálogo	Cant/ pqte	Precio/ pqte
pulg.	cm				
<b>Bolsas resellables con cierre en la parte superior</b>					
2 x 3	5.1 x 7.6	3	<a href="#">YV-60103-00</a>	100	
3 x 5	7.6 x 12.7		<a href="#">YV-60103-01</a>		
4 x 6	10.2 x 15.2		<a href="#">YV-60103-02</a>		
5 x 8	12.7 x 20.3		<a href="#">YV-60103-03</a>		
8 x 8	20.3 x 20.3		<a href="#">YV-60103-04</a>		
8 x 14	20.3 x 35.6	3	<a href="#">YV-60103-05</a>	100	
9 x 12	22.9 x 30.5		<a href="#">YV-60103-06</a>		
12 x 12	30.5 x 30.5		<a href="#">YV-60103-07</a>		
3 x 9	7.6 x 22.9		<a href="#">YV-60103-08</a>		
<b>Bolsas con extremo abierto</b>					
5 x 7	12.7 x 17.8	2	<a href="#">YV-60103-09</a>	100	
6 x 10	15.2 x 25.4		<a href="#">YV-60103-11</a>		
8 x 14	20.3 x 35.6		<a href="#">YV-60103-13</a>		
22 x 18	55.9 x 45.7		<a href="#">YV-60103-14</a>		