

Recipientes para muestras de boca ancha, PS

No se rompen como el vidrio



- Obtenga una claridad similar a la del vidrio con más rigidez
- Las tapas de rosca mantienen seguras las muestras
- Los contenedores son de poliestireno (PS); las tapas son de polipropileno (PP) con revestimientos de espuma de polietileno

Capacidad ml (oz)	Dimensiones (Al x DE)		Tamaño de la rosca	Cant/pqte	Número de catálogo	Precio/paquete
	pulg.	mm				
60 (2)	2 x 1¼	53 x 46	53 mm	48	YV-62263-20	
120 (4)	2¾ x 2	68 x 53	58 mm	36	YV-62263-30	
240 (8)	3½ x 2½	89 x 65	89 mm	36	YV-62263-40	
480 (16)	3¾ x 3½	96 x 89	89 mm	24	YV-62263-50	
960 (32)	4¾ x 3¾	120 x 98	120 mm	24	YV-62263-60	

Envases de boca ancha rectos, PC y PP

Se apilan con facilidad para maximizar el espacio

- Permite ver las muestras de manera fácil para su identificación
- Las cubiertas de rosca de polipropileno mantienen un sello hermético
- Esterilizable en autoclave (piezas del autoclave por separado)



Capacidad ml (oz)	Tamaño de la tapa (mm)	Cant/pqte	Número de catálogo	Precio/pqte
Contenedores de policarbonato (PC)				
30 (1)	43	4	YV-06760-50	
60 (2)	53		YV-06760-52	
125 (4)	70		YV-06760-54	
250 (8)	70	4	YV-06760-56	
500 (16)	120		YV-06760-58	
1000 (32)	120		YV-06760-60	
Contenedores de polipropileno (PP)				
15 (½)	38	12	YV-06758-48	
30 (1)	43		YV-06758-50	
60 (2)	53		YV-06758-52	
125 (4)	70		YV-06758-54	
250 (8)	70	6	YV-06758-56	
500 (16)	120		YV-06758-58	
1000 (32)	120		YV-06758-60	

Botellas de boca ancha, LDPE

Obtenga una mejor visibilidad de las muestras



- El material translúcido brinda flexibilidad y resistencia a los impactos
- Son ideales para enviar líquidos: incluyen tapas de rosca herméticas de polipropileno (PP)

Capacidad ml (oz)	Tamaño de la rosca	Cant/pqte	Número de catálogo	Precio/pqte
30 (1)	28 mm	12	YV-06043-10	
60 (2)	28 mm		YV-06043-20	
125 (4)	38 mm		YV-06043-30	
250 (8)	43 mm	12	YV-06043-40	
500 (16)	53 mm		YV-06043-50	
1000 (32)	63 mm		YV-06043-60	

Portabotellas económico Cole-Parmer®

Transporte soluciones de manera fácil y segura

- El portabotellas durable y liviano transporta hasta seis botellas de 3½" de diámetro o de menor tamaño



 Cole-Parmer®

Diámetro del orificio	Cant/pqte	Número de catálogo	Precio/paquete
3½" (89 mm)	1	YV-06722-04	

Marcadores para laboratorio Cole-Parmer®

La punta fina de fibra escribe en superficies frías y húmedas. La tinta de secado rápido marca permanentemente el plástico, se quita del vidrio, metal o porcelana; no chorrea cuando se somete a agua o alcohol.

Color	Cant./paquete	Número de catálogo	Precio
Negra	10	YV-09964-00	
Azul		YV-09964-10	
Verde		YV-09964-15	
Roja		YV-09964-20	

