

## Conexiones tipo Luer premium Cole-Parmer®

### Asegure la integridad del proceso con la rastreabilidad completa del material

– Fabricadas con materias primas 100 % vírgenes en un ambiente Clase 100,000.

Estas conexiones tipo Luer son ideales para una variedad de aplicaciones importantes, como las jeringas o las mangueras pequeñas. Estas conexiones se fabrican en cumplimiento con las normas ISO 594-1, se inspeccionan para que estén libres de contaminantes y son completamente trazables. Todas las piezas cumplen con reducidas tolerancias dimensionales para lograr una mayor confiabilidad y pureza del proceso. Elija entre una variedad de tamaños, de 1/16" a 1/4", y de opciones de conexión. **Se venden en paquetes de 25 unidades.**

Para ver las descripciones de los materiales, consulte la página 393.



Conexiones tipo Luer



Referencia	Descripción	Polipropileno		Policarbonato		Nylon		PVDF	
		Número de catálogo	Precio/pqte.	Número de catálogo	Precio/pqte.	Número de catálogo	Precio/pqte.	Número de catálogo	Precio/pqte.
<b>Adaptadores hembra tipo Luer x espiga para manguera estándar</b>									
A	Hembra tipo Luer x espiga para manguera de 1/16"	<a href="#">YV-45508-00</a>		<a href="#">YV-45501-00</a>		<a href="#">YV-45502-00</a>		<a href="#">YV-45512-00</a>	
	Hembra tipo Luer x espiga para manguera de 3/32"	<a href="#">YV-45508-02</a>		<a href="#">YV-45501-02</a>		<a href="#">YV-45502-02</a>		<a href="#">YV-45512-02</a>	
	Hembra tipo Luer x espiga para manguera de 1/8"	<a href="#">YV-30800-08</a>		<a href="#">YV-45501-04</a>		<a href="#">YV-45502-04</a>		<a href="#">YV-45512-04</a>	
	Hembra tipo Luer x espiga para manguera de 5/32"	<a href="#">YV-45508-06</a>		<a href="#">YV-45501-06</a>		<a href="#">YV-45502-06</a>		<a href="#">YV-45512-06</a>	
	Hembra tipo Luer x espiga para manguera de 3/16"	<a href="#">YV-45508-08</a>		<a href="#">YV-45501-08</a>		<a href="#">YV-45502-08</a>		<a href="#">YV-45512-08</a>	
	Hembra tipo Luer x espiga para manguera de 1/4"	<a href="#">YV-30800-06</a>		<a href="#">YV-45501-20</a>		<a href="#">YV-45502-20</a>		—	
<b>Adaptadores hembra tipo Luer x espiga para manguera (interior liso)</b>									
B	Hembra tipo Luer x espiga para manguera de 1/16"	<a href="#">YV-45508-50</a>		<a href="#">YV-45501-50</a>		<a href="#">YV-45502-50</a>		—	
	Hembra tipo Luer x espiga para manguera de 3/32"	<a href="#">YV-45508-52</a>		<a href="#">YV-45501-52</a>		<a href="#">YV-45502-52</a>		—	
	Hembra tipo Luer x espiga para manguera de 1/8"	<a href="#">YV-45508-54</a>		<a href="#">YV-45501-54</a>		<a href="#">YV-45502-54</a>		—	
<b>Adaptadores hembra tipo Luer x espiga para manguera (calibre ancho)</b>									
C	Hembra tipo Luer x espiga para manguera de 1/16"	<a href="#">YV-45508-01</a>		<a href="#">YV-45501-01</a>		<a href="#">YV-45502-01</a>		—	
	Hembra tipo Luer x espiga para manguera de 3/32"	<a href="#">YV-45508-03</a>		<a href="#">YV-45501-03</a>		<a href="#">YV-45502-03</a>		—	
	Hembra tipo Luer x espiga para manguera de 1/8"	<a href="#">YV-30800-02</a>		<a href="#">YV-45501-05</a>		<a href="#">YV-45502-05</a>		—	
<b>Adaptadores hembra tipo Luer x espiga para manguera (espiga de perfil bajo)</b>									
D	Hembra tipo Luer x espiga para manguera de 1/16"	<a href="#">YV-45508-12</a>		<a href="#">YV-45501-12</a>		<a href="#">YV-45502-12</a>		—	
	Hembra tipo Luer x espiga para manguera de 3/32"	<a href="#">YV-45508-14</a>		—		<a href="#">YV-45502-14</a>		<a href="#">YV-45512-14</a>	
	Hembra tipo Luer x espiga para manguera de 1/8"	<a href="#">YV-45508-16</a>		<a href="#">YV-45501-16</a>		<a href="#">YV-45502-16</a>		<a href="#">YV-45512-16</a>	
	Hembra tipo Luer x espiga para manguera de 0.17"	<a href="#">YV-45508-18</a>		—		<a href="#">YV-45502-18</a>		<a href="#">YV-45512-18</a>	
<b>Adaptadores hembra tipo Luer x rosca</b>									
E	Hembra tipo Luer x rosca cónica especial de 10-32	<a href="#">YV-45508-70</a>		<a href="#">YV-45501-70</a>		<a href="#">YV-45502-70</a>		—	
	Hembra tipo Luer x rosca UNF de 10-32	<a href="#">YV-45508-60</a>		<a href="#">YV-45501-60</a>		<a href="#">YV-45502-60</a>		—	
	Hembra tipo Luer x rosca UNF de 1/4-28	<a href="#">YV-45508-66</a>		<a href="#">YV-45501-66</a>		<a href="#">YV-45502-66</a>		<a href="#">YV-45512-66</a>	
	Hembra tipo Luer x rosca de sellado inferior UNF de 1/4-28	<a href="#">YV-45508-76</a>		—		<a href="#">YV-45505-76</a>		<a href="#">YV-45513-76</a>	
	Hembra tipo Luer x rosca NPT de 1/8-27	<a href="#">YV-30800-00</a>		—		<a href="#">YV-45505-78</a>		<a href="#">YV-45513-78</a>	
F	Hembra tipo Luer x codo de rosca NPT de 1/8-27	<a href="#">YV-45518-80</a>		—		<a href="#">YV-45505-80</a>		<a href="#">YV-45513-80</a>	
<b>Adaptadores de mamparo hembra tipo Luer x espiga para manguera</b>									
G	Hembra tipo Luer x rosca UNF de 1/4-28 a espiga para manguera de 1/16"	<a href="#">YV-45508-30</a>		<a href="#">YV-45501-30</a>		<a href="#">YV-45502-30</a>		<a href="#">YV-45512-30</a>	
	Hembra tipo Luer x rosca UNF de 1/4-28 a espiga para manguera de 3/32"	<a href="#">YV-45508-32</a>		<a href="#">YV-45501-32</a>		<a href="#">YV-45502-32</a>		<a href="#">YV-45512-32</a>	
	Hembra tipo Luer x rosca UNF de 1/4-28 a espiga para manguera de 1/8"	<a href="#">YV-45508-34</a>		<a href="#">YV-45501-34</a>		<a href="#">YV-45502-34</a>		<a href="#">YV-45512-34</a>	
<b>Adaptadores hembra</b>									
H	Hembra tipo Luer x hembra tipo Luer	<a href="#">YV-45508-22</a>		<a href="#">YV-45501-22</a>		<a href="#">YV-45502-22</a>		<a href="#">YV-45512-22</a>	
I	"T" hembra	<a href="#">YV-45508-56</a>		<a href="#">YV-45501-56</a>		<a href="#">YV-45502-56</a>		—	
J	Codo hembra	<a href="#">YV-45508-26</a>		<a href="#">YV-45501-26</a>		<a href="#">YV-45502-26</a>		<a href="#">YV-45512-26</a>	
K	Hembra tipo Luer x tapa	<a href="#">YV-30800-12</a>		<a href="#">YV-45501-28</a>		<a href="#">YV-45502-28</a>		<a href="#">YV-45512-28</a>	
L	Hembra tipo Luer x tapa con bucle de sujeción	<a href="#">YV-45508-64</a>		<a href="#">YV-45501-64</a>		<a href="#">YV-45502-64</a>		<a href="#">YV-45512-64</a>	
<b>Adaptadores macho x hembra</b>									
M	Acoplador macho tipo Luer x hembra tipo Luer	<a href="#">YV-45508-82</a>		<a href="#">YV-45501-82</a>		<a href="#">YV-45502-82</a>		<a href="#">YV-45512-82</a>	
N	Acoplador macho tipo Luer con anillo de bloqueo x hembra tipo Luer	<a href="#">YV-45508-80</a>		<a href="#">YV-45501-80</a>		<a href="#">YV-45502-80</a>		—	
O	Codo macho tipo Luer x hembra tipo Luer	<a href="#">YV-45508-84</a>		<a href="#">YV-45501-84</a>		<a href="#">YV-45502-84</a>		—	
P	"T" macho x hembra x hembra	<a href="#">YV-45508-85</a>		<a href="#">YV-45501-85</a>		<a href="#">YV-45502-85</a>		—	
Q	"T" macho x macho x hembra	<a href="#">YV-45508-75</a>		<a href="#">YV-45501-75</a>		<a href="#">YV-45502-75</a>		—	