

### Garrafrones para productos químicos Cole-Parmer® cuadrados y económicos, HDPE

Manipule y vierta el contenido con facilidad

- Manija moldeada y base con muescas para facilitar el agarre
- Tapa roscada de HDPE a prueba de fugas
- Haga una perforación y conecte una llave de paso opcional para facilitar la dispensación
- Esterilizables en autoclave; soportan temperaturas desde 68 a 248 °F (20 a 120 °C)



**Cole-Parmer®**

Litros (galones)	Tamaño de tapa	Número de catálogo	Cant./pqte.	Precio/pqte.
10 (2½)	63 mm	<a href="#">YV-06031-80</a>	1	
20 (5)		<a href="#">YV-06031-82</a>		
10 (2½)	63 mm	<a href="#">YV-06031-84</a>	4	
20 (5)		<a href="#">YV-06031-86</a>		

#### Accesorios

[YV-06031-88](#) Llave de paso de HDPE, ¾"

### Bidones, HDPE/Quoral® Diseño más ecológico

- Excelente alternativa a los contenedores de vidrio, metal o fluorados
- Transporte sustancias químicas, solventes, adhesivos y soluciones limpiadoras con seguridad
- Use en temperaturas desde -148 a 248 °F (-100 a 120 °C)



Litros (galones)	Tamaño de tapa	Número de catálogo	Cant./pqte.	Precio/pqte.
5 (1½)	53 mm	<a href="#">YV-06069-01</a>	1	
10 (2½)	53 mm	<a href="#">YV-06069-03</a>	1	
20 (5¼)	63 mm	<a href="#">YV-06069-05</a>	1	

### Garrafrones para productos químicos con manijas, PP

Soportan el vacío hasta por ocho horas

- Ahorre dinero en comparación con los contenedores de acero inoxidable y los reforzados con fibra de vidrio
- Tapa de polipropileno a prueba de fugas
- Esterilizables en autoclave



Litros (galones)	Tamaño de tapa	Número de catálogo	Cant./pqte.	Precio/pqte.
10 (2½)	83B	<a href="#">YV-06257-50</a>	1	
20 (5)		<a href="#">YV-06257-60</a>		

#### Accesorios

[YV-06258-30](#) Tapa de repuesto; PP, 83B. Paquete de 2

### Bidones dispensadores de seguridad, LDPE

Simplemente inclínelos y vierta el líquido

- Logre un mejor agarre con las manijas superior e inferior para facilitar el vertido
- Diseño a prueba de fugas para mejorar el transporte
- No pierda el tapón de la espita: está fijo para que sea más fácil ubicarlo



Litros (galones)	Tamaño de tapa	Número de catálogo	Cant./pqte.	Precio/pqte.
10 (2½)	83B	<a href="#">YV-06077-22</a>	1	
20 (5)		<a href="#">YV-06077-52</a>		

#### Accesorios

[YV-06258-30](#) Tapa de repuesto; PP, 83B. Paquete de 2