

Garrafones para productos químicos rectangulares, PP

Mantenga la integridad de las muestras: esterilizables en autoclave

- Sin espacio muerto: el diseño rectangular no desperdicia espacio
- Mayor facilidad de manipulación, gracias a que son a prueba de fugas
- Mayor facilidad de transporte con la manija de acero
- Soportan temperaturas de hasta 248 °F (120 °C)



Litros (galones)	Tamaño de tapa	Número de catálogo	Cant./pqte.	Precio/pqte.
Garrafones rectangulares para productos químicos				
9 (2)	100 mm	YV-06082-60	1	
20 (5)	100 mm	YV-06082-70	1	
Garrafones rectangulares con espita para productos químicos				
9 (2)	100 mm	YV-06082-80	1	
20 (5)	100 mm	YV-06082-90	1	

[YV-06070-22](#) Espita de repuesto, PP

[YV-63000-16](#) Tapa de repuesto; PP, 100 mm. Paquete de 12

Garrafones para productos químicos rectangulares, HDPE

No desperdicie espacio valioso en la mesa

- Diseño que ahorra espacio para evitar las áreas muertas, como sucede con los garrafones para productos químicos redondos tradicionales
- El polietileno de alta densidad (HDPE) a prueba de fugas ofrece un transporte seguro
- Graduaciones en litros y galones para determinar el volumen con facilidad



Los garrafones para productos químicos con espita de acción rápida admiten mangueras de 5/8" de DI, vienen con adaptadores para mangueras de 1/4" a 1/2" de DI y tienen una saliente roscada íntegramente moldeada. Los garrafones de aspiración para productos químicos tienen un sistema integral de tubos para mangueras de 1/2" de DI.

Litros (galones)	Tamaño de tapa	Número de catálogo	Cant./pqte.	Precio/pqte.
Garrafones rectangulares para productos químicos				
9 (2)	100 mm	YV-06032-20	1	
20 (5)	100 mm	YV-06032-50	1	
Garrafones rectangulares con espita para productos químicos				
9 (2)	100 mm	YV-06066-20	1	
20 (5)	100 mm	YV-06066-50	1	
Garrafones rectangulares para productos químicos, con sistema de tubos				
20 (5)	100 mm	YV-06082-50	1	

Garrafones para productos químicos rectangulares, PC

No pierda de vista la solución

- Los garrafones para productos químicos de policarbonato (PC) transparente permiten observar las soluciones con facilidad
- Transporte fácilmente los garrafones para productos químicos con la manija de acero
- Dispense las muestras rápidamente con los modelos con espita
- Esterilizables en autoclave



Litros (galones)	Tamaño de tapa	Número de catálogo	Cant./pqte.	Precio/pqte.
Garrafón rectangular para productos químicos				
20 (5)	100 mm	YV-06084-70	1	
Garrafones rectangulares con espita para productos químicos				
9 (2)	100 mm	YV-06084-80	1	
20 (5)	100 mm	YV-06084-90	1	

[YV-06070-22](#) Espita de repuesto, PP

[YV-63000-16](#) Tapa de repuesto; PP, 100 mm. Paquete de 12

Tapas de ventilación/llenado, PP

Transferencia aséptica de líquidos con rapidez y facilidad

Las tapas de llenado/ventilación tienen juntas de elastómero termoplástico (TPE) para permitir la transferencia aséptica de líquidos. Incluyen longitudes de 6" (15 cm) y 30" (76 cm) de mangueras de silicona curadas con platino. Son esterilizables en autoclave.

Los kits de conexiones incluyen dos conexiones de PP, dos tuercas de acetal, tapas de puerto de elastómero termoplástico (TPE), instrucciones y una plantilla. Son esterilizables en autoclave.



DI de las mangueras	Puertos	Tamaño de tapa	Número de catálogo	Cant./pqte.	Precio/pqte.
Tapas de llenado/ventilación					
1/2"	2 mangueras, 1 ventilación	83B	YV-06258-00	1	
1/4"		53B	YV-06258-10	1	
1/4"		83B	YV-06258-20	1	
Kits de accesorios dentados con barrera aislante					
1/4"	—	—	YV-06259-10	2	
1/2"	—	—	YV-06259-00	2	