

Guantes de butilo II

Manténgase seguro durante las limpiezas

- Permiten una manipulación fácil porque no son gruesos y no restringen los movimientos
- Excelente resistencia a sustancias químicas
- Guantes largos de 14" para protección adicional
- Ideales para utilizar con trajes de protección química

Cumplimiento: con ASTM F739.



Tamaño	Descripción	Número de catálogo	Precio por par
Medianos	Guantes suaves, con un espesor de 14 mm	YV-86357-01	
Grandes		YV-86357-02	
Extragrandes		YV-86357-04	
Medianos	Guantes texturizados, con un espesor de 14 mm	YV-86357-11	
Grandes		YV-86357-12	
Extragrandes		YV-86357-13	
Medianos	Guantes pesados y suaves, con un espesor de 30 mm	YV-86357-20	
Grandes		YV-86357-21	
Extragrandes		YV-86357-22	

Guantes de Viton®

Obtenga protección flexible y de alta resistencia

- Resistencia superior a los policlorobifenilos (PCB), como también a los solventes clorados y aromáticos



Tamaño	Longitud	Espesor	Número de catálogo	Precio por par
Pequeños	14" (35 cm)	12 mm	YV-86288-20	
Medianos			YV-86288-21	
Grandes			YV-86288-22	
Extragrandes	14" (35 cm)	30 mm	YV-86288-23	
Grandes			YV-86288-32	
Extragrandes			YV-86288-33	

Guantes para salas estériles

Elimine la contaminación

- Bajos niveles de residuos, como material particulado, extraíbles iónicos y materiales no volátiles
- Superficie texturada para un mejor agarre
- Libres de látex para eliminar las reacciones adversas
- Resistividad superficial de 10" ohmios/cuadrado para el decaimiento estático
- Ambidiestros




Cumplimiento: con ISO Clase 4 o 5

Tamaño	Longitud	Espesor	Cant./ bolsa	Número de catálogo	Precio por bolsa
Guantes de látex para salas estériles que cumplen con la norma ISO Clase 4					
Pequeños	12" (30 cm)	6.3 mm	100	YV-86313-35	
Medianos				YV-86313-36	
Grandes				YV-86313-37	
Extragrandes				YV-86313-38	
Guantes de nitrilo para salas estériles que cumplen con la norma ISO Clase 4					
Pequeños	12" (30 cm)	5.2 mm	100	YV-86313-45	
Medianos				YV-86313-46	
Grandes				YV-86313-47	
Extragrandes				YV-86313-48	
Guantes de látex para salas estériles que cumplen con la norma ISO Clase 5					
Pequeños	12" (30 cm)	6.3 mm	100	YV-86313-15	
Medianos				YV-86313-16	
Grandes				YV-86313-17	
Extragrandes				YV-86313-18	
Guantes de nitrilo para salas estériles que cumplen con la norma ISO Clase 5					
Pequeños	12" (30 cm)	5.2 mm	100	YV-86313-25	
Medianos				YV-86313-26	
Grandes				YV-86313-27	
Extragrandes				YV-86313-28	

Guantes de vinilo para salas estériles

No contamine las muestras

- El copolímero de PVC sin látex es naturalmente antiestático
- Superficie microtexturada para un mejor agarre
- Ambidiestros
- 100 guantes por bolsa de polietileno



Cumplimiento: con ISO Clase 5, USDA y IEST-RP-CC-005.2

Tamaño	Longitud	Espesor	Cant./ bolsa	Número de catálogo	Precio por bolsa
Medianos	12" (30 cm)	6 mm	100	YV-86580-21	
Grandes				YV-86580-22	
Extragrandes				YV-86580-23	