

Fórceps y pinzas de uso general

Acero inoxidable y plástico

Obtenga un control más preciso

Pinzas de acero inoxidable, con puntas rectas y superficies de sujeción estriadas.



Longitud	N.º de cat.	Cant/pqte	Precio/pqte
7"	YV-07288-04	12	

Rectas, de acero inoxidable: puntas gruesas, resistentes y planas, con puntas y superficies de sujeción estriadas. Estilo OOD.



Longitud	N.º de cat.	Cant/pqte	Precio/pqte
4¾"	YV-07287-03	1	

Pinzas con autobloqueo de acero inoxidable, con puntas rectas y estrechas.



Longitud	N.º de cat.	Cant/pqte	Precio/pqte
4¼"	YV-07288-01	12	

Pinzas de acero inoxidable, con puntas suaves en forma de pala.



Longitud	N.º de cat.	Cant/pqte	Precio/pqte
4¼"	YV-07288-07	12	

Pinzas de acero inoxidable para tareas de soldadura, con puntas curvas y superficies de sujeción estriadas.



Longitud	N.º de cat.	Cant/pqte	Precio/pqte
7"	YV-07288-03	12	

Pinzas de acero inoxidable, con puntas curvas y estriadas.



Longitud	N.º de cat.	Cant/pqte	Precio/pqte
4¼"	YV-07288-05	12	

Fórceps de acero inoxidable, con puntas rectas y estriadas.



Longitud	N.º de cat.	Cant/pqte	Precio/pqte
6"	YV-07288-12	1	
12"	YV-07288-14	1	

Fórceps de acero inoxidable, con puntas redondeadas cubiertas de plástico.



Longitud	N.º de cat.	Cant/pqte	Precio/pqte
12"	YV-07288-10	1	

Fórceps de acero forjado niquelado con revestimiento de politetrafluoroetileno (PTFE), resistentes al calor y a sustancias químicas. **Son esterilizables en autoclave.**




Longitud	N.º de cat.	Cant/pqte	Precio/pqte
4¼"	YV-06440-00	2	

Fórceps de nylon reforzados con mangos corrugados, hojas estriadas y puntas redondeadas. **Son esterilizables en autoclave.** Estériles, en envoltura individual.



Estéril	Longitud	N.º de cat.	Cant/pqte	Precio/pqte
No	4⅞"	YV-06443-15	100	
Sí	4⅞"	YV-06443-26	100	

Fórceps de nylon con hojas estriadas y mangos corrugados. **Son esterilizables en autoclave.** Estériles, en envoltura individual.




Estéril	Longitud	N.º de cat.	Cant/pqte	Precio/pqte
No	4¼"	YV-06443-25	100	
Sí	4¼"	YV-06443-27	70	

Pinzas de poliamida (PA), con puntas redondeadas.



Longitud	N.º de cat.	Cant/pqte	Precio/pqte
7"	YV-06446-20	1	

Fórceps estériles desechables de poliestireno con mangos corrugados y puntas estriadas y redondeadas. Estériles, en envoltura individual.



Longitud	N.º de cat.	Cant/pqte	Precio/pqte
4⅞"	YV-06443-20	100	

Plástico curvo: puntas redondeadas y suaves 2AB



Longitud	N.º de cat.	Cant/pqte	Precio/pqte
4½"	YV-07290-06	12	

Plástico curvo: puntas muy finas y suaves 7-STD



Longitud	N.º de cat.	Cant/pqte	Precio/pqte
4½"	YV-07290-08	12	