

Batas de laboratorio de polipropileno con revestimiento de polietileno

Obtenga protección contra salpicaduras sin tanto peso

Estas batas de laboratorio de polipropileno (PP) con revestimiento de polietileno (PE) son una alternativa desechable y de bajo costo a los productos Tyvek®. La tela es resistente, liviana y transpirable. Es ideal para aplicaciones generales de laboratorio. El PP no tejido con revestimiento de PE ofrece una protección excelente contra salpicaduras de líquidos a base de agua.



Tamaño	Longitud	Cant./est.	Número de catálogo	Precio/est.
Mediano	41½" (105.4 cm)	30	YV-86227-12	
Grande			YV-86227-14	
Extragrande			YV-86227-16	

¡Espere! Encuentre más...

Proteja sus manos con nuestra completa selección de guantes. Consulte las páginas 602 a 608.

Batas con barrera de aislamiento

Protección integral a un bajo costo

- Batas desechables que proporcionan protección frontal completa contra partículas o salpicaduras leves

Las batas ligeras y transpirables se atan con lazos en la parte trasera del cuello y en la cintura para un ajuste seguro y cómodo. Puños elásticos en las muñecas que mantienen las mangas firmemente en su lugar y se ubican debajo de los guantes. Seleccione batas azules de 100 % de polipropileno no tejido para obtener protección duradera contra las partículas. Seleccione batas amarillas de polipropileno con revestimiento de polietileno para una mayor protección contra líquidos a base de agua y ciertas sustancias químicas.



Material	Longitud	Cant./est.	Número de catálogo	Precio/est.
Polipropileno	45½" (115.5 cm)	50	YV-86566-00	
Polipropileno con revestimiento de polietileno			YV-86566-10	

¡Espere!

Encontrará más con su distribuidor local

Encuentre todas las especificaciones de los productos que necesita!

Sobretodos

Protección de barrera superior contra partículas y salpicaduras

Los sobretodos IsoClean® Tyvek® tienen cinco cierres a presión, puños elásticos y cuello mao ajustable con tres broches a presión. Costuras sargadas.



Tamaño	Cant./est.	Número de catálogo	Precio/est.
Mediano	30	YV-33683-02	
Grande		YV-33683-04	
Extragrande		YV-33683-06	



Los sobretodos Pro/Clean® tienen un frente con cremallera y puños elásticos. Costuras sargadas.

Tamaño	Cant./est.	Número de catálogo	Precio/est.
Pequeño	30	YV-33683-40	
Mediano		YV-33683-42	
Grande		YV-33683-44	
Extragrande	30	YV-33683-46	
Extra extragrande		YV-33683-48	

Sobretodos para sala estéril

Obtenga un ajuste seguro

- Protegen los brazos y las piernas con las muñecas y los tobillos elásticos
- Material de baja formación de pelusas con resistencia al desgarro

Los sobretodos cuentan con una garantía de esterilidad de 10⁻⁶, baja formación de pelusas y una barrera transpirable contra líquidos. El diseño especial de plegado protege contra la posible contaminación durante el uso de batas. Fabricados en una instalación con certificación ISO mediante un procesamiento limpio y empaquetados individualmente en condiciones estériles. Reciclables.

Cumplimiento: ISO Clase 4 (anteriormente Clase 10)



Tamaño	Cant./est.	Número de catálogo	Precio/est.
Mediano	25	YV-33684-31	
Grande		YV-33684-32	
Extragrande		YV-33684-33	
Extra extragrande		YV-33684-34	