

Tamices Cole-Parmer® con informe de calibración trazable según el NIST

Obtenga resultados más precisos

Iguals a los tamices de la página 980, pero incluyen un informe de calibración trazable según el NIST del fabricante. Equivalentes al tamiz de inspección ASTM E11-09.



Apertura del tamiz (mm)	Estándar de EE. UU.	Estándar Tyler	Tamices para pruebas de 8"				Tamices para pruebas de 12"			
			Marco de latón/malla de latón		Marco de acero inox./malla de acero inox.		Marco de latón/malla de latón		Marco de acero inox./malla de acero inox.	
			Altura completa [†]	Altura media [†]	Altura completa [†]	Altura media [†]	Altura completa [‡]	Altura media [‡]	Altura completa [‡]	Altura media [‡]
			Número de catálogo	Número de catálogo	Número de catálogo	Número de catálogo	Número de catálogo	Número de catálogo	Número de catálogo	Número de catálogo
2.36	N.º 8	Malla 8	YV-59980-50	YV-59981-50	YV-59984-50	YV-59985-50	YV-59990-50	YV-59991-50	YV-59994-50	YV-59995-50
2.00	N.º 10	Malla 9	YV-59980-51	YV-59981-51	YV-59984-51	YV-59985-51	YV-59990-51	YV-59991-51	YV-59994-51	YV-59995-51
1.70	N.º 12	Malla 10	YV-59980-52	YV-59981-52	YV-59984-52	YV-59985-52	YV-59990-52	YV-59991-52	YV-59994-52	YV-59995-52
1.40	N.º 14	Malla 12	YV-59980-53	YV-59981-53	YV-59984-53	YV-59985-53	YV-59990-53	YV-59991-53	YV-59994-53	YV-59995-53
1.18	N.º 16	Malla 14	YV-59980-54	YV-59981-54	YV-59984-54	YV-59985-54	YV-59990-54	YV-59991-54	YV-59994-54	YV-59995-54
1.00	N.º 18	Malla 16	YV-59980-55	YV-59981-55	YV-59984-55	YV-59985-55	YV-59990-55	YV-59991-55	YV-59994-55	YV-59995-55
0.850	N.º 20	Malla 20	YV-59980-56	YV-59981-56	YV-59984-56	YV-59985-56	YV-59990-56	YV-59991-56	YV-59994-56	YV-59995-56
0.710	N.º 25	Malla 24	YV-59980-57	YV-59981-57	YV-59984-57	YV-59985-57	YV-59990-57	YV-59991-57	YV-59994-57	YV-59995-57
0.600	N.º 30	Malla 28	YV-59980-58	YV-59981-58	YV-59984-58	YV-59985-58	YV-59990-58	YV-59991-58	YV-59994-58	YV-59995-58
0.500	N.º 35	Malla 32	YV-59980-59	YV-59981-59	YV-59984-59	YV-59985-59	YV-59990-59	YV-59991-59	YV-59994-59	YV-59995-59
0.425	N.º 40	Malla 35	YV-59980-60	YV-59981-60	YV-59984-60	YV-59985-60	YV-59990-60	YV-59991-60	YV-59994-60	YV-59995-60
0.355	N.º 45	Malla 42	YV-59980-61	YV-59981-61	YV-59984-61	YV-59985-61	YV-59990-61	YV-59991-61	YV-59994-61	YV-59995-61
0.300	N.º 50	Malla 48	YV-59980-62	YV-59981-62	YV-59984-62	YV-59985-62	YV-59990-62	YV-59991-62	YV-59994-62	YV-59995-62
0.250	N.º 60	Malla 60	YV-59980-63	YV-59981-63	YV-59984-63	YV-59985-63	YV-59990-63	YV-59991-63	YV-59994-63	YV-59995-63
0.212	N.º 70	Malla 65	YV-59980-64	YV-59981-64	YV-59984-64	YV-59985-64	YV-59990-64	YV-59991-64	YV-59994-64	YV-59995-64
0.180	N.º 80	Malla 80	YV-59980-65	YV-59981-65	YV-59984-65	YV-59985-65	YV-59990-65	YV-59991-65	YV-59994-65	YV-59995-65
0.150	N.º 100	Malla 100	YV-59980-66	YV-59981-66	YV-59984-66	YV-59985-66	YV-59990-66	YV-59991-66	YV-59994-66	YV-59995-66
0.125	N.º 120	Malla 115	YV-59980-67	YV-59981-67	YV-59984-67	YV-59985-67	YV-59990-67	YV-59991-67	YV-59994-67	YV-59995-67
0.106	N.º 140	Malla 150	YV-59980-68	YV-59981-68	YV-59984-68	YV-59985-68	YV-59990-68	YV-59991-68	YV-59994-68	YV-59995-68
0.090	N.º 170	Malla 170	YV-59980-69	YV-59981-69	YV-59984-69	YV-59985-69	YV-59990-69	YV-59991-69	YV-59994-69	YV-59995-69
0.075	N.º 200	Malla 200	YV-59980-70	YV-59981-70	YV-59984-70	YV-59985-70	YV-59990-70	YV-59991-70	YV-59994-70	YV-59995-70
0.063	N.º 230	Malla 250	YV-59980-71	YV-59981-71	YV-59984-71	YV-59985-71	YV-59990-71	YV-59991-71	YV-59994-71	YV-59995-71
0.053	N.º 270	Malla 270	YV-59980-72	YV-59981-72	YV-59984-72	YV-59985-72	YV-59990-72	YV-59991-72	YV-59994-72	YV-59995-72
0.045	N.º 325	Malla 325	YV-59980-73	YV-59981-73	YV-59984-73	YV-59985-73	YV-59990-73	YV-59991-73	YV-59994-73	YV-59995-73
0.038	N.º 400	Malla 400	YV-59980-74	YV-59981-74	YV-59984-74	YV-59985-74	YV-59990-74	YV-59991-74	YV-59994-74	YV-59995-74

[†] Los tamices de altura completa miden 2" de profundidad; los tamices de media altura miden 1" de profundidad.

[‡] Los tamices de altura completa miden 3/4" de profundidad; los tamices de media altura miden 1/8" de profundidad.

Cubiertas y bandejas receptoras para tamices

Obtenga protección y tome muestras con facilidad

Solicite una tapa para el tamiz individual o superior a fin de proteger las muestras contra los contaminantes del polvo. Solicite una bandeja receptora para el tamiz inferior a fin de recolectar las partículas tamizadas más finas. Las bandejas receptoras con borde para apilarlas le permiten recopilar las partículas entre tamices.



Para tamices de 8" de diámetro, consulte las páginas 980 y 981

Para tamices de latón			Para tamices de acero inoxidable		
N.º de cat.	Descripción	Precio	N.º de cat.	Descripción	Precio
Cubiertas superiores con manija					
YV-59986-85	Latón		YV-59986-95	Acero inox.	
Bandejas receptoras para tamices inferiores					
YV-59986-80	Altura completa		YV-59986-90	Altura completa	
YV-59986-81	Altura media		YV-59986-91	Altura media	
Bandejas receptoras con borde para apilado					
YV-59986-82	Altura completa		YV-59986-92	Altura completa	
YV-59986-83	Altura media		YV-59986-93	Altura media	

Para tamices de 12" de diámetro, consulte las páginas 980 y 981

Para tamices de latón			Para tamices de acero inoxidable		
N.º de cat.	Descripción	Precio	N.º de cat.	Descripción	Precio
Cubiertas superiores con manija					
—	—	—	YV-59996-95	Acero inox.	
Bandejas receptoras para tamices inferiores					
YV-59996-80	Altura completa		YV-59996-90	Altura completa	
YV-59996-81	Altura media		YV-59996-91	Altura media	
Bandejas receptoras con borde para apilado					
YV-59996-82	Altura completa		YV-59996-92	Altura completa	
YV-59996-83	Altura media		YV-59996-93	Altura media	

Cepillos para limpieza de tamices

Mantenga limpios los tamices para una mejor separación

El cepillo redondo para tamiz se usa con los tamices de malla fina, malla 120 y más finas. El cepillo tiene cerdas de nylon y manija de madera. El cepillo rectangular para tamiz se usa con tamices de malla gruesa, malla 100 y más gruesas. El cepillo tiene cerdas de latón y manija de madera.



Descripción	Uso para	Número de catálogo	Precio
Cepillo redondo	Tamices de malla 120 y más finas	YV-59986-96	
Cepillo rectangular	Tamices de malla 100 y más gruesas	YV-59986-97	